

Productgegevensblad

SOFT NITRIL HANDSCHOENEN EASYGLIDE & GRIP, LATEXVRIJ, POEDERVRIJ

Pagina 1 van 2

ALGEMENE INFORMATIE

BLAUW	WIT	ZWART	VIOLET	PRODUCT BESCHRIJVING		K = MP-klasse R = Regel	UMDNS	Pers. Besch. middel Cat.	Foto	
7900TB	7900TW	7900TC	7900TP	XS	Wegwerp medische handschoenen bedoeld om zowel de drager als de patiënt te beschermen tegen kruisbesmetting door micro-organismen.	KI - R1, R5	11882	III		
8000TB	8000TW	8000TC	8000TP	S						
8100TB	8100TW	8100TC	8100TP	M						
8200TB	8200TW	8200TC	8200TP	L						
8300TB	8300TW	8300TC	8300TP	XL						

Dimensies			Fysieke Eigenschappen			Gripresultaten	
Hand-schoenmaat	Handpalm Breedte (mm)	Lengte (mm)	Test	Voor veroudering	Na veroudering	Voorwaarde	Vinger Textuur Oppervlak (vergeleken met normale Nitrile Glove)
XS	76 ± 3	240	Rek bij breuk (%)	Min 500	Min 400	Droog	107% betere grip
S	84 ± 3	240	Treksterkte (MPa)	Min 14	Min 14	Nat	17.8% betere grip
M	94 ± 3	240					
L	105 ± 3	240	Force bij breuk (N)	Mediaan 6	Mediaan 6	Vettig	11.7% meer grip door wrijving
XL	113 ± 3	240					

Naleving van de regelgeving:	MDR 2017/745, (EU) 2016/425
Standaarden:	EN 420:2003+A1: 2009, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014; EN 16523-1:2015; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

Hoofdkantoor:
Comforties.com LTD
Parizhka Komuna 26
9000 Varna, Bulgaria

E info@comforties.com
W www.comforties.com

comforties.com

Productgegevensblad

SOFT NITRIL HANDSCHOENEN EASYGLIDE & GRIP, LATEXVRIJ, POEDERVRIJ

Pagina 2 van 2

WAARSCHUWING

Onderzoeks- en wegwerphandschoen van nitrilbutadiëenrubber, poedervrij, niet-steriel, ambidexter, voor eenmalig gebruik. In de originele verpakking, droog en uit de zon bewaren bij 5°C tot 40°C. Verwijderen in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften. De degradatieniveaus geven de verandering in perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de betwiste chemische stof. De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste exemplaar. **WAARSCHUWING:** Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden op basis van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen (behalve wanneer de handschoen 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling na te gaan of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typetest, afhankelijk van temperatuur, slijtage en aantasting. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof door veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegingen, schuren, wrijven, aantasting door contact met chemicaliën enz. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor corrosieve chemicaliën kan aantasting de belangrijkste factor zijn bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen. Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op gebreken of onvolkomenheden. Gebruik GEEN beschadigde handschoenen. Deze handschoenen zijn niet gemaakt van natuurrubberlatex. Ze kunnen restchemicaliën bevatten die bij de productie gebruikt zijn en die bij sommige mensen een allergische huidreactie kunnen veroorzaken. Stop met het gebruik als de huid reageert.

Hoofdkantoor:

Comforties.com LTD
Parizhka Komuna 26
9000 Varna, Bulgaria

E info@comforties.com
W www.comforties.com

 **comforties.com**