


# Productgegevensblad

SOFT NITRIL HANDSCHOENEN PREMIUM, LATEXVRIJ, POEDERVRIJ

Pagina 1 van 2

## ALGEMENE INFORMATIE

VIOLET-BLAUW	WIT	GROEN	ROZE	PRODUCT BESCHRIJVING		K = MP-klasse R = Regel	UMDNS	Pers. Besch. middel Cat.	Foto	
7900	7900W	7900G	7900P	XS	Wegwerp medische handschoenen bedoeld om zowel de drager als de patiënt te beschermen tegen kruisbesmetting door micro-organismen.	KI - R1, R5	11882	III		
8000	8000W	8000G	8000P	S						
8100	8100W	8100G	8100P	M						
8200	8200W	8200G	8200P	L						
8300	8300W	8300G	8300P	XL						

Fysieke afmetingen		Fysieke Eigenschappen			Fysieke afmetingen		Fysieke Eigenschappen		
Handschoen Lengte (mm)	≥ 230	Test	Voor veroudering	Na veroudering	Gemiddelde handschoenlengte (mm)	≥ 240	Test	Voor veroudering	Na veroudering
Handpalm Dikte (mm)	0.07 ± 0.02	Treksterkte (MPa)	≥ 18	≥ 16	Mediane palm-dikte (mm)	0.07 ± 0.02	Median Force bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6
Vinger Dikte (mm)	0.09 ± 0.02	Verlenging (%)	≥ 500	≥ 400	Middelste vinger dikte (mm)	0.09 ± 0.02			

Naleving van de regelgeving:	MDR 2017/745, (EU) 2016/425
Standaarden:	EN 420:2003+A1:2009; EN ISO 374-1:2016+A1:2018; EN 374-2:2014; EN 16523-1:2015; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010 (met uitzondering van clausule 4.3); EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4

### Hoofdkantoor:

Comforties.com LTD  
Parizhka Komuna 26  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@comforties.com  
**W** www.comforties.com

**comforties.com**

# Productgegevensblad

SOFT NITRIL HANDSCHOENEN PREMIUM, LATEXVRIJ, POEDERVRIJ

Pagina 2 van 2

## WAARSCHUWING

Onderzoeks- en wegwerphandschoen van nitrilbutadiëenrubber, poedervrij, niet-steriel, ambidexter, voor eenmalig gebruik. In de originele verpakking, droog en uit de zon bewaren bij 5°C tot 40°C. Verwijderen in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften. De degradatieniveaus geven de verandering in perforatieweerstand van de handschoenen aan na blootstelling aan de betwiste chemische stof. De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste exemplaar. **WAARSCHUWING:** Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën. De chemische weerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden op basis van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen (behalve wanneer de handschoen 400 mm of meer is - dan wordt ook de manchet getest) en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het verdient aanbeveling na te gaan of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typetest, afhankelijk van temperatuur, slijtage en aantasting. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof door veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegingen, schuren, wrijven, aantasting door contact met chemicaliën enz. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor corrosieve chemicaliën kan aantasting de belangrijkste factor zijn bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen. Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op gebreken of onvolkomenheden. Gebruik GEEN beschadigde handschoenen. Deze handschoenen zijn niet gemaakt van natuurrubberlatex. Ze kunnen restchemicaliën bevatten die bij de productie gebruikt zijn en die bij sommige mensen een allergische huidreactie kunnen veroorzaken. Stop met het gebruik als de huid reageert.

### Hoofdkantoor:

Comforties.com LTD  
Parizhka Komuna 26  
9000 Varna, Bulgaria

**E** info@comforties.com  
**W** www.comforties.com

The logo for comforties.com features the brand name in a bold, blue, sans-serif font. A small, stylized blue hand icon is positioned above the letter 'i' in 'ies'.